

Anticorps Polyclonal Anti-Ftsj1 Pour Wb, Elisa - Q9Uet6

Numéro d'article: CM0030527



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FTSJ1 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la méthyltransférase d'ARNt impliquée dans la traduction et la neurogenèse. Idéal pour la recherche IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FTSJ1 Lapin pAb
Remarques/Alias	JM23 ; MRX9 ; SPB1 ; CDLIV ; MRX44 ; TRMT7 ; XLID9 ; FTSJ1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	24140
ID du gène	24140
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170-329 du FTSJ1 humain (NP_036412.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UET6
Poids protéique	36 kDa
Expédition	Sac de glace