


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ftsj3 Pour Wb, Elisa - Q8ly81

Numéro d'article: CM0029538



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'humain FTSJ3, une pré-ARNr 2'-O-ribose ARN méthyltransférase. Validé pour WB et ELISA. Idéal pour la recherche sur la biogenèse des ribosomes, le traitement de l'ARNr et l'évasion immunitaire innée du VIH-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin FTSJ3
Remarques/Alias	SPB1 ; EPCS3 ; FTSJ3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	117246
GeneID	117246
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 608-847 de l'humain FTSJ3 (NP_060117.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q8IY81
Poids Protéique	97kDa
Expédition	Sac de glace