


Anticorps Polyclonal Anti-Fubp1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q96Ae4

Numéro d'article: CM0025657



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine FUBP1 (FUSE-binding protein 1) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. ~68kDa. Pour la recherche scientifique uniquement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FUBP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FBP; FUBP; hDH V; FUBP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8880
GeneID	8880
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 302 à 644 de la protéine FUBP1 humaine (NP_003893.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96AE4
Poids moléculaire de la protéine	68kDa
Expédition	Sac isotherme avec accumulateur de froid