


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Fubp1 Pour Ip, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - Q96Ae4

Numéro d'article: CM0005469



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre le FUBP1 humain, adapté pour l'IP, l'IF/ICC, l'IF-P, l'IHC-P et l'ELISA. Détecte le FUBP1 humain, murin et de rat. Généré à partir d'un peptide synthétique correspondant aux acides aminés 545-644. Pour la recherche sur la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FUBP1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	FBP ; FUBP ; hDH V ; FUBP1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8880
GeneID	8880
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 545-644 du FUBP1 humain (Q96AE4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96AE4
Poids moléculaire de la protéine	68 kDa
Expédition	Sac de glace