

Anticorps Polyclonal Anti-Fubp3 Pour Wb, Elisa - Q96I24

Numéro d'article: CM0029252

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin FUBP3 de haute qualité pour WB et ELISA, détectant la protéine 3 de liaison à l'élément en amont lointain (FUBP3) humaine et murine. Cette protéine de liaison à l'ADN nucléaire peut activer l'expression génique, ce qui en fait un outil précieux pour la recherche sur la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FUBP3 pAb de lapin
Remarques/Alias	FBP3; FUBP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8939
GeneID	8939
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 65-260 de FUBP3 humain (NP_003925.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q96I24
Poids moléculaire protéique	62 kDa
Expédition	Sac de glace