

Anticorps Monoclonal Anti-Fukutine Pour Wb, Ihc-P, Elisa - 075072

Numéro d'article: CM0003610

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la Fukutine humaine (FKTN), validé pour le WB, l'IHC-P et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur les dystroglycanopathies, la dystrophie musculaire congénitale et la ribitol-phosphate transférase.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Fukutine AcM de lapin
Remarques/Alias	FCMD ; CMD1X ; LGMD2M ; MDDGA4 ; MDDGB4 ; MDDGC4 ; LGMDR13 ; Fukutine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2218
GeneID	2218
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 362 et 461 de la Fukutine humaine (075072).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075072
Poids moléculaire protéique	54 kDa
Expédition	Sac de glace