


Anticorps Polyclonal Anti-Fundc1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8lvp5

Numéro d'article: CM0019396



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FUNDC1 humain, validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Cible une protéine de la membrane mitochondriale externe impliquée dans la mitophagie et la formation des MAM. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et les mitochondries.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin anti-FUNDC1
Remarques/Alias	FUNDC1
Espèce	Humain
GeneID (humain)	139341
GeneID	139341
Immunogène	Peptide synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-155 du FUNDC1 humain (NP_776155.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q8IVP5
Poids moléculaire de la protéine	17 kDa
Expédition	Sac de glace