


Anticorps Polyclonal Anti-Fundc1 Pour Wb - Q8Ivp5

Numéro d'article: CM0021612



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FUNDC1 humain, validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Immunogène peptidique correspondant aux acides aminés 50-155. Convient pour la recherche sur la mitophagie, la dynamique mitochondriale et les MAMs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin anti-FUNDC1
Remarques/Alias	FUNDC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	139341
GeneID	139341
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 50-155 du FUNDC1 humain (NP_776155.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8IVP5
Poids protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace