


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Fundc1 Pour Wb, Ip, Ihc-P, Elisa - Q8lvp5

Numéro d'article: CM0011310



Introduction

Anticorps monoclonal lapin recombinant anti-FUNDC1 validé pour WB, IP, IHC-P et ELISA. Détecte le FUNDC1 humain, souris et rat (17 kDa). Convient pour la recherche sur la mitophagie, la dynamique mitochondriale et l'angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FUNDC1 mAc Lapin
Remarques/Alias	Fundc1
Espèce	Humain
GeneID	139341
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du FUNDC1 humain (NP_776155.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IVP5
Poids Protéique	17kDa
Expédition	Sac de glace