

Anticorps Monoclonal Anti-Furine Pour Wb Et Elisa - P09958

Numéro d'article: CM0010922



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-furine pour WB et ELISA. Réactif avec l'humain et la souris, ciblant la proprotéine convertase furine. Adapté aux applications de recherche et de diagnostic.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	mAb de lapin anti-furine
Remarques/Alias	FUR ; PACE ; SPC1 ; PCSK3 ; Furine
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5045
ID de gène	5045
Immunogène	Peptide synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 de la furine humaine (P09958).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P09958
Poids de la protéine	87 kDa
Expédition	Sac de glace