

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Furine Pour Wb, If/Icc, Elisa - P09958

Numéro d'article: CM0025667



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Furine humaine (PCSK3/PACE), adapté pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Reconnaît la Furine humaine, de souris et de rat. Les applications incluent la recherche sur la signalisation TGF-bêta et les interactions hôte-pathogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Furine Lapin Rabbit pAb
Remarques/Alias	FUR; PACE; SPC1; PCSK3; Furine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5045
GeneID	5045
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 200-300 de la Furine humaine (NP_002560.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P09958
Poids Protéique	87kDa
Expédition	Sac de glace