

Anticorps Polyclonal Anti-Fus (Validé Ko) Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P35637

Numéro d'article: CM0029112



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la protéine humaine de liaison à l'ARN FUS (TLS), validé pour WB, IF/ICC, IP et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour étudier le traitement de l'ARN, la réparation de l'ADN et les mécanismes associés à la SLA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	[Validé KO] FUS Lapin pAb
Remarques/Alias	TLS ; ALS6 ; ETM4 ; FUS1 ; POMP75 ; altFUS ; HNRNPP2 ; US
Espèce	Humain
Identifiant du gène	2521
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 297-526 du FUS humain (NP_004951.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35637
Poids protéique	53 kDa
Expédition	Sac de glace