

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fus Pour Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P35637

Numéro d'article: CM0018980



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FUS validé pour WB, IHC-P, IP, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Soutient la recherche sur la protéine de liaison à l'ARN FUS dans les maladies neurodégénératives et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-FUS
Remarques/Alias	TLS ; ALS6 ; ETM4 ; FUS1 ; POMP75 ; altFUS ; HNRNPP2 ; FUS
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2521
ID du gène	2521
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 297-526 du FUS humain (NP_004951.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35637
Poids moléculaire de la protéine	53 kDa
Expédition	Sac de glace