

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fut11 Pour Wb Et Elisa - Q495W5

Numéro d'article: CM0023629

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FUT11, élevé contre la protéine recombinante humaine FUT11, validé pour WB et ELISA. Convient pour la recherche sur la O-fucosylation et les études de glycobiologie. Réagit avec la protéine humaine FUT11 (~56 kDa).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FUT11 Lapin pAb
Remarques/Alias	FUCTXI; FUT11
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	170384
GeneID	170384
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q495W5
Poids Moléculaire	56kDa
Expédition	Sac de glace