

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fut2 Pour Wb, Elisa - Q10981

Numéro d'article: CM0030788

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la FUT2 humaine (facteur sécréteur), adapté au Western blot et à l'ELISA. Validé pour la recherche sur la glycosylation et les études sur les antigènes de groupes sanguins.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                            |
|----------------------|-----------------------------------|
| Nom du produit       | FUT2 pAb de lapin                 |
| Remarques / Alias    | SE; Se2; sej; SEC2; B12QTL1; FUT2 |
| Espèce               | Humain                            |
| GenelD (humain)      | 2524                              |
| GenelD               | 2524                              |
| Immunogène           | Protéine recombinante             |
| Origine              | Lapin                             |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux             |
| Application          | WB, ELISA                         |
| Réactivité croisée   | Humain                            |
| SWISS                | Q10981                            |
| Poids de la protéine | 39 kDa                            |
| Expédition           | Sac de glace                      |