

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fut6 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P51993

Numéro d'article: CM0025284

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la fucosyltransferase 6 humaine (FUT6/Fuc-TVI). Validé pour WB, IHC-P et ELISA. Conçu pour la recherche en glycobiologie, y compris la biosynthèse du sialyl Lewis X et les études de biomarqueurs associés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin FUT6
Remarques/Alias	FT1A; FCT3A; Fuc-TVI; FucT-VI; FUT6
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	2528
ID du gène	2528
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P51993
Poids protéique	42 kDa
Expédition	Sac de glace