

Anticorps Polyclonal Anti-Fut7 Pour Wb, Elisa - Q11130

Numéro d'article: CM0027514

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FUT7 humain (FucT-VII) pour WB, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Permet l'étude de la fucosyltransférase 7 et de l'adhésion leucocytaire médiée par le sialyl Lewis X. Q11130.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FUT7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FucT-VII ; FUT7
Espèce	Humain
GeneID (humain)	2529
GeneID	2529
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 100-200 de la FUT7 humaine (NP_004470.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q11130
Poids de la protéine	39 kDa
Expédition	Sac de glace