


## Anticorps Polyclonal Anti-Fut8 Pour Wb, Elisa - Q9Byc5

Numéro d'article: CM0015023



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité contre la FUT8 humaine (alpha-1,6-fucosyltransférase). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour la glycobiologie, la recherche sur les IgG et les études sur les CDG.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | FUT8 Rabbit pAb                                                                                                                 |
| Remarques / Alias    | CDGF, CDGF1, FUT8                                                                                                               |
| Espèce               | Humain                                                                                                                          |
| Identifiant du gène  | 2530 (Humain)                                                                                                                   |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 376-575 de la FUT8 humaine (NP_835367.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                           |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                           |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris                                                                                                                  |
| SWISS                | Q9BYC5                                                                                                                          |
| Poids de la protéine | 67 kDa                                                                                                                          |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                    |