


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fxn / Frataxine Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16595

Numéro d'article: CM0013948



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la frataxine humaine (FXN). Validé pour la WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Convient aux études sur la biogenèse des clusters fer-soufre et l'ataxie de Friedreich.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FXN / Frataxine, anticorps polyclonal de lapin
Remarques / Alias	FA ; X25 ; CyaY ; FARR ; FRDA ; FXN / Frataxine
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	2395
GenelD	2395
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-210 de la FXN / frataxine humaine (NP_000135.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q16595
Poids moléculaire	23 kDa
Expédition	Sac de glace