


Anticorps Monoclonal Anti-Fxr1 Pour Wb, Ip, If/Icc, Elisa - P51114

Numéro d'article: CM0009064



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-FXR1 pour WB, IP, IF/ICC, ELISA. Détecte le FXR1 endogène (~70 kDa) chez l'humain, la souris, le rat. Protéine de liaison à l'ARN régulant la traduction/stabilité de l'ARNm dans la neurogenèse, le muscle et la spermatogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FXR1 Lapin mAb
Remarques/Alias	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
Espèce	Humain
GeneID	8087
Immunogène	Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 du FXR1 humain (P51114).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IP, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51114
Poids Protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace