


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fxr1 Pour Wb Et Elisa - P51114

Numéro d'article: CM0029943



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FXR1 humain, adapté pour le WB et l'ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier la régulation de la traduction des ARNm, la neurogenèse et le développement musculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	FXR1 pAb de Lapin
Remarques/Alias	FXR1P; CMYP9A; CMYP9B; MYOPMIL; MYORIBF; FXR1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8087
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250-350 du FXR1 humain (NP_005078.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51114
Poids Moléculaire Protéique	70kDa
Expédition	Sac de glace