

Anticorps Polyclonal Anti-Fxr2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P51116

Numéro d'article: CM0025279



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FXR2 humain (P51116), validé pour le WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Convient pour la recherche sur la stabilité des ARNm et la neurogenèse hippocampique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FXR2 pAb Lapin
Remarques/Alias	FXR2P; FMR1L2; FXR2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9513
ID du gène	9513
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 550-650 du FXR2 humain (NP_004851.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51116
Poids protéique	74kDa
Expédition	Sac de glace