

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fxr2 Pour Wb, Elisa - P51116

Numéro d'article: CM0017381



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant FXR2, validé pour Western blot (WB) et ELISA sur échantillons humains, de souris et de rat. Cible la protéine FXR2 liant l'ARN, qui régule la traduction des ARNm et est nécessaire à la neurogenèse hippocampique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FXR2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FXR2P; FMR1L2; FXR2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	9513
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 550 et 650 de la protéine FXR2 humaine (NP_004851.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P51116
Poids de la protéine	74 kDa
Expédition	Sac de glace