

Anticorps Polyclonal Anti-Fxyd3 Pour Ihc-P, Elisa - Q14802

Numéro d'article: CM0019357

Introduction

Anticorps polyclonal anti-FXYD3 de haute qualité, validé pour l'IHC-P et l'ELISA. Détecte le FXYD3/Mat-8 humain, un régulateur de la Na⁺/K⁺-ATPase, idéal pour les études sur le transport ionique et les biomarqueurs du cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-FXYD3
Remarques/Alias	MAT8 ; PLML ; FXYD3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	5349
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 87 du FXYD3 humain (NP_005962.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q14802
Poids moléculaire	9 kDa
Expédition	Sac de glace