

Anticorps Polyclonal Anti-Fxyd6 Pour Wb, Elisa - Q9H0Q3

Numéro d'article: CM0017723



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le FXYD6 humain (phosphohippoline), adapté pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Cible le régulateur de l'ATPase sodium/potassium pour la recherche sur le transport des ions.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FXYD6 Lapin pAb
Remarques/Alias	FXYD6
Espèce	Humain
ID de gène	53826
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-95 du FXYD6 humain (NP_071286.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q9H0Q3
Poids moléculaire	11kDa
Expédition	Sac de glace