

Anticorps Polyclonal Anti-Fxyd7 Pour Wb, Elisa - P58549

Numéro d'article: CM0016844

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre la protéine FXYD7 humaine, validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée chez la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la régulation de la pompe sodium/potassium ATPase et du transport ionique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FXYD7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FXYD7
Espèce	Humain
GeneID (humain)	53822
GeneID	53822
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 80 de la protéine FXYD7 humaine (NP_071289.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P58549
Poids de la protéine	9 kDa
Expédition	Sac isotherme