


Anticorps Polyclonal Anti-Fyb Pour Wb, Elisa - O15117

Numéro d'article: CM0016252



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine humaine FYB (FYN-binding protein 1), validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaine et murine. Idéal pour l'étude de la signalisation des lymphocytes T et du remodelage du cytosquelette d'actine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FYB Rabbit pAb
Remarques/Alias	FYB; ADAP; THC3; PRO0823; SLAP130; SLAP-130
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2533
Identifiant du gène	2533
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 678-829 de la protéine humaine FYB (NP_001456.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O15117
Poids moléculaire de la protéine	85kDa
Expédition	Sac de glace