

Anticorps Polyclonal Anti-Fzd3 Pour Wb, Elisa - Q9Npg1

Numéro d'article: CM0016105



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Frizzled-3 humaine (FZD3), validé pour les applications WB et ELISA. Idéal pour l'étude de la signalisation Wnt, de la neurogenèse et de la polarité cellulaire planaire. Réagit de manière croisée avec le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FZD3 Lapin pAb
Remarques/Alias	Fz-3 ; FZD3
Espèce	Humain
GeneID	7976
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-205 de la FZD3 humaine (NP_059108.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q9NPG1
Poids protéique	76 kDa
Expédition	Sac de glace