


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fzd4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9ULv1

Numéro d'article: CM0028027



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-FZD4 validé pour WB, IHC-P, ELISA. Reconnaît la Frizzled-4 humaine, murine et de rat. Immunogène recombinant. Idéal pour les études de signalisation Wnt et de vascularisation rétinienne.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin FZD4
Remarques/Alias	Fz4 ; EVR1 ; FEVR ; Fz-4 ; FzE4 ; GPCR ; hFz4 ; CD344 ; FZD4S ; FZD4
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8322
Identifiant du gène	8322
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-179 de la FZD4 humaine (NP_036325.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9ULV1
Poids protéique	60 kDa
Expédition	Sac de glace