

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fzd7 Pour Wb, Elisa - O75084

Numéro d'article: CM0030112



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre Frizzled-7 (FZD7) humain. Validé pour WB et ELISA, il détecte le FZD7 humain et murin (poids moléculaire prédit de 64 kDa). Idéal pour la recherche sur la signalisation Wnt et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	FZD7 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FzE3; FZD7
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8324
GeneID	8324
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 260 du FZD7 humain (NP_003498.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O75084
Poids moléculaire de la protéine	64kDa
Expédition	Sachet de glace