

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fzd8 Pour Wb Et Elisa - Q9H461

Numéro d'article: CM0023335



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Frizzled-8 (FZD8, FZ-8) humain, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée contre l'homme, la souris et le rat. L'immunogène couvre les acides aminés 130 à 275. Adapté aux études sur la signalisation Wnt.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FZD8 Rabbit pAb
Remarques / Alias	FZ-8; hFZ8; FZD8
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8325
GeneID	8325
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 130-275 de la FZD8 humaine (NP_114072.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H461
Poids de la protéine	73kDa
Expédition	Sac de glace