

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Fzd9 Pour Wb Et Elisa - O00144

Numéro d'article: CM0030508

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Frizzled-9 humain (FZD9, CD349), validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Réagit avec les échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour les études sur la signalisation Wnt et le neurodéveloppement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	FZD9 Lapin pAb
Remarques/Alias	FZD3, CD349, FZD9
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	8326
ID de gène	8326
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 469-591 du FZD9 humain (NP_003499.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O00144
Poids moléculaire	64kDa
Expédition	Sac de glace