

Anticorps Polyclonal Anti-G0S2 Pour Wb, Elisa - P27469

Numéro d'article: CM0017287

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine G0S2, une protéine mitochondriale qui favorise l'apoptose en se liant à BCL2. Validé pour le Western blot et l'ELISA, il est idéal pour les études sur la régulation de la mort cellulaire et les mécanismes de commutation G0/G1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin G0S2
Remarques/Alias	G0S2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	50486
ID du gène	50486
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la protéine humaine G0S2 (NP_056529.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P27469
Poids moléculaire de la protéine	11 kDa
Expédition	Sac de glace