

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-G2E3 Pour Wb Et Elisa - Q7L622

Numéro d'article: CM0017357

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine G2E3, une ligase E3 de l'ubiquitine pour la monoubiquitination de l'histone H3K14. Validé pour WB et ELISA ; réagit de manière croisée avec l'Homme, la souris et le rat. Idéal pour les études sur la chromatine et le cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	G2E3 pAb de lapin
Remarques / Alias	PHF7B ; KIAA1333 ; G2E3
Espèce	Humain
Identifiant de gène (Humain)	55632
Identifiant de gène	55632
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1 à 180 de la G2E3 humaine (NP_060239.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q7L622
Poids de la protéine	81 kDa
Expédition	Sac de glace