

Anticorps Polyclonal Anti-G3BP1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13283

Numéro d'article: CM0023507



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le G3BP1 humain, adapté pour le WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reconnaît la protéine chez l'humain, la souris, le rat. Outil essentiel pour étudier la dynamique des granules de stress, l'immunité innée et les fonctions d'hélicase à acides nucléiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	G3BP1 Lapin pAb
Remarques/Alias	G3BP; HDH-VIII; G3BP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	10146
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 131-330 du G3BP1 humain (NP_938405.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13283
Poids moléculaire de la protéine	52kDa
Expédition	Sac de glace