

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-G3Bp1 Pour Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13283

Numéro d'article: CM0005001



Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la protéine G3BP1 humaine (protéine de liaison à la protéine activant la GTPase Ras 1). Validé pour Western blot, immunofluorescence/immunocytochimie, immunoprécipitation et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté à la recherche sur les granules de stress et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	G3BP1 Rabbit mAb
Remarques / Alias	G3BP; HDH-VIII; G3BP1
Espèce	Humain
GenelD (humain)	10146
GenelD	10146
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 350 et 450 de la G3BP1 humaine (Q13283)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q13283
Poids de la protéine	52 kDa
Expédition	Sachet de glace