

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-G3Bp1 [Validé Ko] Pour Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13283

Numéro d'article: CM0004864

Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le G3BP1 humain, validé pour Western blot, IF/ICC, IHC-P et ELISA. Reconnait le G3BP1 humain, souris et rat. Convient pour la recherche sur les granules de stress, l'immunité innée et les études sur les hélicases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	[Validé KO] G3BP mAb Lapin
Remarques/Alias	G3BP; HDH-VIII
Espèce	Humain
GenID (Humain)	10146
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 210-323 du G3BP1 humain (NP_938405.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13283
Poids Protéique	52 kDa/14 kDa
Expédition	Sac de glace