

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-G3Bp2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Un86

Numéro d'article: CM0030626



Introduction

pAc de lapin G3BP2 (polyclonal) validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la protéine d'échafaudage des granules de stress (54kDa) critique pour la signalisation antivirale. Idéal pour la recherche en biologie de l'ARN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc de lapin G3BP2
Remarques/Alias	G3BP2
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	9908
ID de gène	9908
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 140-280 de G3BP2 humaine (NP_987100.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UN86
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace