


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-G6Pc Pour Wb, Elisa - P35575

Numéro d'article: CM0019767



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre G6PC (sous-unité catalytique 1 de la glucose-6-phosphatase). Validé pour les applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la glycogénolyse, de la gluconéogenèse et de la maladie de stockage du glycogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	G6PC Lapin pAb
Remarques/Alias	G6PC; G6PT; GSD1; GSD1a; G6Pase
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	2538
ID de Gène	2538
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P35575
Poids Protéique	40kDa
Expédition	Sac de glace