

Anticorps Polyclonal Anti-G6Pd Pour Wb, If/Icc, Elisa - P11413

Numéro d'article: CM0017705



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant G6PD (G6PD1), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les espèces humaine, murine et rat. Convient à l'étude de la fonction de la glucose-6-phosphate déshydrogénase dans les voies métaboliques, l'anémie hémolytique et le stress oxydatif.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	G6PD Rabbit pAb
Remarques/Alias	G6PD1; G6PD
Espèce	Humaine
GeneID	2539
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 195-515 de la G6PD humaine (NP_001035810.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P11413
Poids de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac de glace