

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-G6Pd Pour Wb, Elisa - P11413

Numéro d'article: CM0002292



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le G6PD humain, validé pour WB et ELISA. Détecte le G6PD endogène (~59 kDa), une enzyme clé de la voie des pentoses phosphates. Idéal pour la recherche sur le métabolisme et l'anémie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	G6PD Lapin mAb
Remarques/Alias	G6PD1; G6PD
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2539
GeneID	2539
Immunogène	Peptide Synthétique correspondant aux acides aminés 400-500 du G6PD humain (P11413)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P11413
Poids Protéique	59kDa
Expédition	Sac de glace