

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-G6Pd Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11413

Numéro d'article: CM0011775



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute affinité dirigé contre la G6PD humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte la G6PD humaine, de souris et de rat. Convient pour les études sur les voies métaboliques et la biologie du redox.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                        |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb anti-G6PD lapin                                                                                                           |
| Remarques/Alias      | G6PD1                                                                                                                         |
| Espèce               | Humain                                                                                                                        |
| GeneID (Humain)      | 2539                                                                                                                          |
| GeneID               | 2539                                                                                                                          |
| Immunogène           | Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 416-515 de la G6PD humaine (NP_001035810.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                         |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                         |
| Applications         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                      |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                           |
| SWISS                | P11413                                                                                                                        |
| Poids de la protéine | 60 kDa                                                                                                                        |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                  |