


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gaa Pour Wb, If/Icc, Elisa - P10253

Numéro d'article: CM0028260



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant l'alpha-glucosidase lysosomale humaine (GAA), validé pour WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Essentiel pour la dégradation du glycogène ; pertinent pour la recherche sur la maladie de stockage du glycogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GAA Lapin pAb
Remarques/Alias	LYAG; GAA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	2548
GeneID	2548
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 350-450 de la GAA humaine (NP_000143.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P10253
Poids de la protéine	105kDa
Expédition	Sac de glace