


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Gab1 Pour Wb, Elisa - Q13480

Numéro d'article: CM0007239



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre GAB1 humain, validé pour le western blot (WB) et l'ELISA. Réagit également avec la souris. Convient aux recherches sur la signalisation des récepteurs des facteurs de croissance et l'étude de la voie MET/HGF.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-GAB1
Remarques/Alias	DFNB26 ; GAB1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	2549
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 594-694 de GAB1 humain. (NP_002030.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q13480
Poids moléculaire de la protéine	76 kDa/80 kDa
Expédition	Sac de glace