


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Récepteur Gaba A Bêta 2 (Gabrb2) Pour Wb, Elisa - P47870

Numéro d'article: CM0021808



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin reconnaissant spécifiquement le récepteur GABA A bêta 2 (GABRB2). Convient pour la WB et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines et murines. Un outil précieux pour la recherche sur la neurotransmission inhibitrice et les troubles neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-récepteur GABA A bêta 2 (GABRB2)
Remarques/Alias	DEE92 ; ICEE2 ; récepteur GABA A bêta 2 (GABRB2)
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	2561
ID du gène	2561
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 26 à 244 de GABRB2 humain (NP_000804.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	P47870
Poids moléculaire de la protéine	59 kDa
Expédition	Sac réfrigérant