

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Gaba Transaminase (Abat) Pour Wb, If-P, Elisa - P80404

Numéro d'article: CM0030592

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la GABA transaminase humaine (ABAT). Validé pour WB, IF-P et ELISA avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour étudier le métabolisme du GABA et les troubles neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GABA transaminase (ABAT) pAb de lapin
Remarques/Alias	GABAT ; NPD009 ; GABA-AT ; GABA transaminase (ABAT)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	18
GeneID	18
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P80404
Poids protéique	56 kDa
Expédition	Sac de glace