


Anticorps Monoclonal Anti-Gabarap Pour Wb, Elisa - 095166

Numéro d'article: CM0009468



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la GABARAP humaine, adapté au Western blot et à l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur l'autophagie et le transport intracellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-GABARAP
Remarques/Alias	MM46; ATG8A; GABARAP-a; GABARAP
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11337
GeneID	11337
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1-100 de la GABARAP humaine (095166)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	095166
Poids de la protéine	14 kDa
Expédition	Sac de glace