


Anticorps Polyclonal Anti-Gabarap Pour Wb, Ihc-P, Elisa - O95166

Numéro d'article: CM0013774



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-GABARAP validé pour WB, IHC-P, ELISA. Détecte la GABARAP humaine, murine et de rat, une protéine clé de l'autophagie et du transport des récepteurs GABA(A). Idéal pour la recherche en neurologie et en oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GABARAP Rabbit pAb
Remarques/Synonyme	MM46, ATG8A, GABARAP-a, GABARAP
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	11337
ID du gène	11337
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de la GABARAP humaine (NP_009209.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	O95166
Poids moléculaire	14 kDa
Expédition	Sac de glace