


Anticorps Polyclonal Anti-Gabarap Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95166

Numéro d'article: CM0016952



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre GABARAP, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Idéal pour les recherches sur l'autophagie et le trafic des récepteurs GABA.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GABARAP Rabbit pAb
Remarques/Alias	MM46 ; ATG8A ; GABARAP-a ; GABARAP
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	11337
ID du gène	11337
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1 et 100 de GABARAP humain (NP_009209.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	O95166
Poids moléculaire	14 kDa
Expédition	Sac réfrigérant