


Anticorps Monoclonal Anti-Gabarapl1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H0R8

Numéro d'article: CM0005460



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la GABARAPL1 humaine, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible une protéine impliquée dans l'autophagie et le trafic des récepteurs. Idéale pour les études de neurosciences et de biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	GABARAPL1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	GABARAPL1; APG8-LIKE; APG8L; ATG8; ATG8B; ATG8L; GEC1; Protéine associée au récepteur GABA de type A, like 1
Espèce	Humain
Identifiant de gène	23710
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de la GABARAPL1 humaine. (NP_113600.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H0R8
Poids de la protéine	14kDa/17kDa
Expédition	Sac de glace